

Dialysecentra van de Europa Ziekenhuizen

SITE ST-ELISABETH – De Frélaan 206, 1180 Ukkel (High care) – Tel. +32 2 614 21 71

SITE ST-MICHEL – Linthoutstraat 150, 1040 Etterbeek (High & Low cares) – Tel. +32 2 614 35 70

BELLA VITA MEDICAL CENTER – Allée André Delvaux 16, 1410 Waterloo (Low care) – Tel. +32 2 614 42 22

Betreft Mevr. - Mr

1. Patiëntengegevens

1.1. ALGEMEEN

GEBOORTEDATUM

THUISADRES + TEL.

VAKANTIE-ADRES + TEL

Tel

Tel

GSM

GSM

GEGEVENS VAN TRANSPORT

GEGEVENS VAN DE TE VERWITTIGEN PERSOON

NEFROLOGEN :

- Dr Fr. Reginster
- Dr A. Broughton
- Dr M.-L. Cambier
- Dr G. Clerbaux
- Dr A. Dejardin
- Dr L. Smets
- Dr A. Van Audenhove

1.2. MEDISCH

INITIËLE NEFROPATHIE

GEASSOCIEERDE PATHOLOGIEËN

HUIDIGE MEDISCHE PROBLEMEN

ALLERGIE

INGESCHREVEN OP EEN TRANSPLANTATIELIJST

☐ JA ☐ Nee

MEDISCHE BEHANDELING TIJDENS DE DIALYSE

☐ Erythropoïetine (intraveneuze toediening)

☐ EPREX ☐ RECORMON ☐ ARANESP ☐ MIRCERA

Schema UI / week

☐ Ijzer

☐ INJECTAFER 100mg/2ml

☐ andere:

Schema

☐ andere

Schema

MEDISCHE THUISBEHANDELING

BLOEDRESULTATEN (CFR COPIE RECENTE RESULTATEN MEEGEGEVEN MET PATIËNT)

Bloedgroep		MRSA	
Ag HBS		HCV	
Ag HBS		HIV	
CPE		VRE	

2. Dialysegegevens

2.1. PATIËNT

SCHEMA			uren		
DROOG GEWICHT		kg	INTERDIALYTISCHGEWICHTSTOENAME		kg
BD VOOR DIALYSE		NA DIALYSE			
GEBEURTENISSEN TIJDENS DIALYSE					

VASCULAIRE ACCES

Type ☐ AV fistel

- | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|
| ▪ <i>zijde</i> | ☐ links | ☐ rechts |
| ▪ <i>localisatie</i> | ☐ bovenarm | ☐ elleboog |
| ▪ <i>materiaal</i> | ☐ naald (15g) | ☐ catheter |
| ▪ <i>type</i> | ☐ scherpe naald | ☐ botte naald |
| ▪ <i>wijze</i> | ☐ uniponctie | ☐ biponctie |

☐ Centraal veneuse Catheter

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| ▪ <i>zijde</i> | ☐ links | ☐ rechts |
| ▪ <i>localisatie</i> | ☐ jugulair | ☐ subclaviculair |

Inhoud KT slot:	arterie		ml
(pure heparine)	vene		ml

2.2. TECHNIEK

GEBRUIKTE TECHNIEK

☐ Dialyse ☐ HDF (hemodiafiltratie) ☐ pré ☐ post

SAMENSTELLING VAN HET DIALYSAAT

Natrium (Na⁺) ☐ Mmol Kalium (K⁺) ☐ 0 Mmol
☐ 2 Mmol
Calcium (Ca⁺⁺) ☐ 1.25 Mmol ☐ 3 Mmol
☐ 1.50 Mmol ☐ 4 Mmol
☐ 1.75 Mmol
Glucose ☐ g/l Bicarbonaat (HCO₃⁻) Mmol

HEPARINISATIE

Type ☐ Laag moleculair gewicht heparine

Naam

Dosage

☐ Heparine LEO 5000 UI / 1 ml

Startdosis

UI

Onderhoudsdosis

UI/uur

Pré-stop

☐ 0

☐ 20

☐ 30

☐ 40 minuten

GEBRUIKTE NIER

GEMIDDELD BLOEDDEBIET

ml / minuut

BIJZONDERHEDEN Zo UF >

profil Na en UF

Zo UF >

UF geïsoleerd (30 min / 1 lit)

Varia